

Restylane<sup>®</sup>  
SKINBOOSTERS™  
THE ORIGINAL

FAITES RAYONNER  
VOTRE PERSONNALITÉ !

#InspiréParVous

LA COLLECTION  
GALDERMA ESTHÉTIQUE

 GALDERMA

# BOOSTEZ VOTRE PEAU !

Vous êtes préoccupé(e) par la qualité de votre peau ? Votre teint manque d'éclat et d'uniformité ?

Avoir une belle peau lisse et lumineuse est possible avec Restylane® Skinboosters™

RÉHYDRATEZ VOTRE PEAU  
ET RÉVÉLEZ VOTRE ÉCLAT AVEC

Restylane®  
SKINBOOSTERS™  
THE ORIGINAL



**MAIS RESTYLANE® SKINBOOSTERS™  
QU'EST-CE QUE C'EST ?**



**RESTYLANE® SKINBOOSTERS™ EST ADAPTÉ POUR :**

- Améliorer la qualité de peau
  - Estomper les cicatrices d'acné
  - Atténuer les ridules
  - Lisser le grain de peau
  - Illuminer le teint
- Et sans modifier les volumes du visage.**



*Cicatrices d'acné*



**EN SAVOIR PLUS SUR LE TRAITEMENT**

**FAITES RAYONNER VOTRE PERSONNALITÉ !**

**Avec une peau boostée et éclatante de beauté.**

N'ATTENDEZ PLUS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

# BOOSTEZ VOTRE PEAU !

Vous êtes préoccupé(e) par la qualité de votre peau ? Votre teint manque d'éclat et d'uniformité ?

Avoir une belle peau lisse et lumineuse est possible avec Restylane® Skinboosters™

RÉHYDRATEZ VOTRE PEAU  
ET RÉVÉLEZ VOTRE ÉCLAT AVEC

Restylane®  
SKINBOOSTERS™  
THE ORIGINAL

- Restylane® Skinboosters™ est le 1<sup>er</sup> acteur historique (lancé en 2004) d'acide hyaluronique injectable pour l'hydratation profonde de la peau. Depuis plus de 15 ans, les injections d'acide hyaluronique Restylane® Skinboosters™, contribuent à l'éclat et à **l'hydratation de la peau sans changer les volumes du visage**. En effet, les micro-injections de Restylane® Skinboosters™ permettent de créer des réservoirs d'hydratation dans le derme et d'y capter l'eau afin de la redistribuer en profondeur.



DÉJÀ PLUS DE **3,5 MILLIONS DE TRAITEMENTS** DANS LE MONDE

FAITES RAYONNER VOTRE PERSONNALITÉ !

Avec une peau boostée et éclatante de beauté.

N'ATTENDEZ PLUS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

# BOOSTEZ VOTRE PEAU !

Vous êtes préoccupé(e) par la qualité de votre peau ? Votre teint manque d'éclat et d'uniformité ?

Avoir une belle peau lisse et lumineuse est possible avec Restylane® Skinboosters™

RÉHYDRATEZ VOTRE PEAU  
ET RÉVÉLEZ VOTRE ÉCLAT AVEC

*Restylane*  
SKINBOOSTERS™  
THE ORIGINAL

## ■ Comment se déroule le traitement Restylane® Skinboosters™ ?

Le traitement se déroule en 3 séances à 4 semaines d'intervalle suivi d'un traitement d'entretien tous les 6 mois. Le volume injecté dépend de la zone à traiter et de vos attentes. Parlez-en à votre médecin.

## ■ Le traitement est-il douloureux ?

Chez certaines personnes, le traitement peut susciter un certain inconfort. Avant le traitement, le médecin peut appliquer une crème anesthésiante, ou suivant les besoins, pratiquer une injection sous anesthésie locale afin d'insensibiliser la zone concernée. Chaque produit existe aussi avec de la lidocaïne, un anesthésique local.

## ■ Combien de temps durent les résultats ?

La tenue varie en fonction du type de peau, des zones, des quantités injectées et de la technique d'injection. Une fois le résultat souhaité obtenu, une ré-injection ou une retouche peut aider à maintenir le résultat.

FAITES RAYONNER VOTRE PERSONNALITÉ !

Avec une peau boostée et éclatante de beauté.

N'ATTENDEZ PLUS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

# BOOSTEZ VOS LÈVRES !

Les lèvres sont essentielles à l'harmonie de votre visage. Vous estimez que vos lèvres sont trop fines, pas assez douces ou pas assez dessinées ?

Des traitements existent pour sublimer vos lèvres et embellir votre sourire.



REPULPEZ ET REDESSINEZ LE CONTOUR DE VOS LÈVRES  
AVEC RESTYLANE® KYSSÉ™

Restylane®  
KYSSÉ™

DONNEZ DU VOLUME ET DE LA PROJECTION À VOS  
LÈVRES AVEC RESTYLANE® LYPS™

Restylane®  
LYPS™



EN SAVOIR PLUS SUR LE TRAITEMENT DES LÈVRES.

VOS LÈVRES SONT PULPEUSES ET BIEN DESSINÉES !

# BOOSTEZ VOS LÈVRES !

Les lèvres sont essentielles à l'harmonie de votre visage. Vous estimez que vos lèvres sont trop fines, pas assez douces ou pas assez dessinées ?

Des traitements existent pour sublimer vos lèvres et embellir votre sourire.



REPULPEZ ET REDESSINEZ LE CONTOUR DE VOS LÈVRES  
AVEC RESTYLANE® KY SSE™

Restylane®  
KY SSE™

DONNEZ DU VOLUME ET DE LA PROJECTION À VOS  
LÈVRES AVEC RESTYLANE® LYPS™

Restylane®  
LYPS™

- Restylane® KY SSE™ et Restylane® LYPS™ sont des produits injectables résorbables d'acide hyaluronique d'origine non animale. Ils permettent de traiter les lèvres de manière durable et non permanente.



#ZEN

Déstressez-vous car le stress nuit à l'éclat de la peau !  
Le stress conduit à une augmentation du taux de l'hormone cortisol, ce qui augmente l'inflammation de la peau et aggrave les affections cutanées inflammatoires, comme l'acné, la rosacée, l'eczéma et le psoriasis.  
Donc détendez-vous en faisant du sport, du yoga, de bons petits plats, en écoutant de la musique, en lisant des livres ou encore en prenant des bains chauds. Faites tout ce qui vous fait plaisir.

ENGAGEMENT GALDERMA :

Science et sécurité au service de la beauté



N'ATTENDEZ PLUS,  
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN

LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTICES DES PRODUITS  
POUR PLUS D'INFORMATIONS.

**Effets indésirables possibles :**

1/1000 - 1/10 000 : gonflement 1/10 000 - 1/50 000 : hématome, décoloration, érythème, infection, inflammation, ischémie/nécrose, masse, douleur/sensibilité, papules/nodules 1/50 000 - 1/100 000 : hypersensibilité, induration, symptômes neurologiques tels que paresthésies, prurit, courte durée de l'effet. <1/100 000 : abcès, acné, œdème de Quincke, atrophie/cicatrice, ampoules, troubles capillaires tels que télangiectasies, dermatite, déplacement de l'implant, fistule, granulome, éruption, réactivation d'un herpès, urticaire, troubles de la vue. Une atteinte vasculaire résultant d'injection intravasculaire accidentelle ou de la compression vasculaire due à l'implantation d'un produit injectable quel qu'il soit peut se manifester par un blanchissement, une décoloration, une nécrose ou une ulcération sur le site de l'implant ou dans la zone alimentée par les vaisseaux sanguins concernés ou bien rarement sous la forme d'évènements ischémiques.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Q-Med AB, Seminariegatan 21. SE-752 28 Uppsala, Sweden. Distribués par Galderma International, Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin 92927 LA DEFENSE CEDEX.

Date d'élaboration : 05/2020

Numéro de référencement interne : RSB/001/05/2020

Déstressez-vous car le stress nuit à l'éclat de la peau !  
Le stress conduit à une augmentation du taux de l'hormone cortisol, ce qui augmente l'inflammation de la peau et aggrave les affections cutanées inflammatoires, comme l'acné, la rosacée, l'eczéma et le psoriasis.  
Donc détendez-vous en faisant du sport, du yoga, de bons petits plats, en écoutant de la musique, en lisant des livres ou encore en prenant des bains chauds. Faites tout ce qui vous fait plaisir.

Galderma respecte **un niveau élevé d'exigence** dans le développement et la commercialisation de ses produits. Cette exigence se traduit par :

- Des **études cliniques** approfondies pour les dispositifs médicaux.
- Un **contrôle qualité** permanent de ses produits.
- Des **essais cliniques** après commercialisation. La sécurité des produits est évaluée non seulement lors des essais cliniques préalables à leur commercialisation mais également tout au long de leur vie.
- La matériovigilance.

## LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTICES DES PRODUITS POUR PLUS D'INFORMATIONS.

### Effets indésirables possibles :

1/1000 - 1/10 000 : gonflement 1/10 000 - 1/50 000 : hématome, décoloration, érythème, infection, inflammation, ischémie/nécrose, masse, douleur/sensibilité, papules/nodules 1/50 000 - 1/100 000 : hypersensibilité, induration, symptômes neurologiques tels que paresthésies, prurit, courte durée de l'effet. <1/100 000 : abcès, acné, œdème de Quincke, atrophie/cicatrice, ampoules, troubles capillaires tels que télangiectasies, dermatite, déplacement de l'implant, fistule, granulome, éruption, réactivation d'un herpès, urticaire, troubles de la vue. Une atteinte vasculaire résultant d'injection intravasculaire accidentelle ou de la compression vasculaire due à l'implantation d'un produit injectable quel qu'il soit peut se manifester par un blanchissement, une décoloration, une nécrose ou une ulcération sur le site de l'implant ou dans la zone alimentée par les vaisseaux sanguins concernés ou bien rarement sous la forme d'évènements ischémiques.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Q-Med AB, Seminariegatan 21. SE-752 28 Uppsala, Sweden. Distribués par Galderma International, Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin 92927 LA DEFENSE CEDEX.

Date d'élaboration : 05/2020

Numéro de référencement interne : RSB/001/05/2020